

# Protein S 100B

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
Laboratorní příručka OKB					
Seznam základních a speciálních vyšetření					
			platí od: 1.3.2024		
PROTEIN S 100B			S 100B		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: do 1 hod. rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota			
Použitá metoda	elektrochemiluminiscence	Jednotka	µg/l		
Referenční meze	<table border="1"><tr><td>sérum</td><td>0-0,105 µg/l</td></tr></table>			sérum	0-0,105 µg/l
sérum	0-0,105 µg/l				
SOP	SOPV 294				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
81717	19726				
Poznámka	indikace: monitorování léčby maligního melanomu monitorování postižení CNS sledování léčby neurodegenerativních poruch posouzení prognózy u póurazových stavů mozku				
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta	Při podávání biotinu v dávce > 5mg/den odebrat nejméně 8 hodin po podání poslední dávky.				
Vliv materiálu					

Stabilita při 20°C	8 hodin
Stabilita při 4-8°C	2 dny
Stabilita při -20°C	3 měsíce
Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	
Biologický poločas	