

# Protilátky proti TSH receptoru

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
Laboratorní příručka OKB					
Seznam základních a speciálních vyšetření					
			platí od: 1.3.2024		
PROTILÁTKY PROTI TSH RECEPTORU			TRAK		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: dny		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota			
Použitá metoda	elektrochemiluminiscence	Jednotka	IU/l		
Referenční meze	<table border="1"><tr><td>sérum</td><td>0-1,75 IU/l</td></tr></table>	sérum	0-1,75 IU/l		
sérum	0-1,75 IU/l				
SOP	SOPV 307				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
93235	19758				
Poznámka					
<b>PREANALYTIKA:</b>					
Příprava pacienta					
Vliv materiálu					
Stabilita při 20°C	7 hodin				
Stabilita při 4-8°C	6 dní				
Stabilita při -20°C	12 měsíců				
Vliv léků	hodnoty snižuje: propylthiouracyl, metimazol				

Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	
Biologický poločas	