

Solubilní transferinový receptor

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
Laboratorní příručka OKB					
Seznam základních a speciálních vyšetření					
			platí od: 1.3.2024		
SOLUBILNÍ TRANSFERINOVÝ RECEPTOR			STFR		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	5,3 %		
Použitá metoda	imunoturbidimetrie	Jednotka	mg/l		
Referenční meze	<table border="1"><tr><td>sérum</td><td>0,7-2 mg/l</td></tr></table>			sérum	0,7-2 mg/l
sérum	0,7-2 mg/l				
SOP	SOPV 135				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
81721	14336				
Poznámka					
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta					
Vliv materiálu	interference: Hb > 5 g/l				
Stabilita při 20°C	2 dny				
Stabilita při 4-8°C	1 týden				
Stabilita při -20°C	1 rok				
Vliv léků	hodnoty snižuje: předávkování preparáty železa				

Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	hodnoty snižuje: pokles s věkem hodnoty zvyšuje: delší pobyt ve vyšší nadmořské výšce
Biologický poločas	