

Trijódtyronin volný

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY					
Laboratorní příručka OKB					
Seznam základních a speciálních vyšetření					
			platí od: 1.3.2024		
TRIJÓD TYRONIN VOLNÝ			FT3		
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: není rutina: 1 den		
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	3,8 %		
Použitá metoda	imunochemická	Jednotka	pmol/l		
Referenční meze	<table border="1"><tr><td>sérum</td><td>3,34-5,14 pmol/l</td></tr></table>			sérum	3,34-5,14 pmol/l
sérum	3,34-5,14 pmol/l				
SOP	SOPV 271				
Kód VZP	NČLP	Poznámka			
93189	19597				
Poznámka					
PREANALYTIKA:					
Příprava pacienta					
Vliv materiálu					
Stabilita při 20°C	1 den				
Stabilita při 4-8°C	2 týdny				
Stabilita při -20°C	4 měsíce				

Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	
Další faktory	<u>hodnoty snižuje:</u> akutní choroby, nízkokalorická dieta, hladovění, věk nad 65 let <u>hodnoty zvyšuje:</u> tělesné cvičení, menopauza, chirurgický zákrok
Biologický poločas	19 hodin